

CÁMARA DE CALOR Y SECADO ED

Modelo	Volumen Efectivo (L)	Dimensiones externas (bxaxp) cm	Dimensiones internas (bxaxp) cm	Rango de Temperatura (°C)	
	ED 720	743	116.5x159.0x87.0	96.0x128.0x60.5	5 a 300 Sobre la temperatura ambiente
	ED 400	400	123.5x102.5x76.5	100.0x80.0x52.0	5 a 300 Sobre la temperatura ambiente
	ED 260	255	81.0x94.0x76.0	61.0x76.0x55.0	5 a 300 Sobre la temperatura ambiente
	ED 115	114	71.0x70.5x60.5	51.0x53.0x42.5	5 a 300 Sobre la temperatura ambiente
	ED 56	57	56.0x62.5x56.5	36.0x42.0x38.0	5 a 300 Sobre la temperatura ambiente
	ED 23	20	43.5x49.5x52.0	22.2x33.0x30.0	5 a 300 Sobre la temperatura ambiente