




CÁMARA DE SECADO AL VACÍO. VD

Modelo	Volumen Efectivo (L)	Dimensiones externas (bxaxp) cm	Dimensiones internas (bxaxp) cm	Rango de Temperatura (°C)	
	VD 115	119	74.3x94.2x58.1	50.6x50.6x46.0	9°C a 110°C sobre temperatura ambiente
	VD 56	55	68.3x81.5x46.1	40.0x40.0x34.3	9°C a 110°C sobre temperatura ambiente
	VD 23	24	52.3x69.8x41.3	28.5x28.5x29.5	9°C a 110°C sobre temperatura ambiente