

INCUBADORA ESTÁNDAR BF

Modelo	Volumen Efectivo (L)	Dimensiones externas (bxaxp) cm	Dimensiones internas (bxaxp) cm	Rango de Temperatura (°C)	
	BF 720	734	116.5x159.0x87.0	100.0x130.0x56.5	5 sobre la temperatura ambiente a 100
	BF 400	400	123.5x102.5x76.5	100.0x80.0x50.0	5 sobre la temperatura ambiente a 100
	BF 260	257	81.0x84.5x76.0	65.0x78.0x51.0	5 sobre la temperatura ambiente a 100
	BF 115	114	71.0x72.5x60.5	55.0x55.0x38.0	5 sobre la temperatura ambiente a 100
	BF 56	59	56.0x62.5x56.5	40.0x44.0x34.0	5 sobre la temperatura ambiente a 100